


¡Recompense los esfuerzos de sus pacientes!



Cuando el paciente alcanza el objetivo terapéutico individual establecido por el terapeuta, las recompensas se pueden dar en forma de cupones.

Eche un vistazo atrás y celebre los objetivos terapéuticos alcanzados. Obtenga un certificado personalizado de logros. ¡Visibilizar el éxito es una herramienta de motivación enorme! Anima al paciente a seguir adelante.

► Le ayudamos a usted y a sus pacientes a alcanzar los objetivos establecidos mientras se mantienen motivado.



Obtenga más información en www.ybandtherapy.com

ARYS™ pro se ha desarrollado en estrecha colaboración con importantes neurólogos y terapeutas especializados en neurorrehabilitación. ARYS™ pro ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares aplicables. La pulsera es resistente al agua.

Fabricante

yband therapy AG
Laufenstrasse 66
4053 Basilea, Suiza
+41 61 515 64 80
info@ybandtherapy.com

www.ybandtherapy.com



ARYS™ pro Productbrochure V1.0 EN



ARYS™ pro

Getting better. Everyday.



¿Qué es ARYST™ pro?

ARYST™ pro es un dispositivo médico profesional cuyo sistema permite la documentación del tratamiento de la función del brazo y de la mano del paciente hemiparético tras un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral traumática. Este sistema permite a los pacientes registrar automáticamente incluso movimientos mínimos del brazo. El sistema ARYST™ pro se basa en la grabación de todos los movimientos de los brazos por medio de dos pulseras, una de las cuales se lleva en la muñeca del brazo no parético y otro en el brazo parético y un software de evaluación innovador que se ejecuta en una tablet iPad.



- ▶ Permite a los pacientes seguir el progreso diario gracias a una barra de estado de 4 LED.
- ▶ Supervisa las actividades del brazo y le recuerda al paciente discretamente cuando se descuida el brazo parético.

Siga la evolución de su paciente con ARYST™ pro más allá de las sesiones de terapia.




Proporción del brazo parético vs. no parético.

Actividades del brazo:
• Azul: parético
• Gris: no parético

Total de recordatorios de inactividad y contador de pasos.

ARYST™ pro – ¡todo en la punta de tu dedo!



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Perfil de terapeuta | 6 Detalles del paciente |
| 2 Configuración de pulseras | 7 Relación parético / no parético |
| 3 Barra de navegación | 8 Mejora en el uso del brazo parético |
| 4 Datos de la última sincronización | 9 Objetivos establecidos |
| 5 Estado de la batería de la pulsera | 10 Última nota y evaluaciones |